

Natrium

Analyse

Naam analyse:	Natrium
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Ion selectieve elektrode (Roche Cobas Pro)
LOINC-code:	2951-2
MEDIDOC-code:	57225A.B

Aanvraag

Instructie aanvraag:

Uitvoering in urgentie:	Ja
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube
Instructie afname:	

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Transport

Instructie transport naar
laboratorium:

Interpretatie

Eenheid: mmol/L
Wetenschappelijk
achtergrond: [labogids_security_assessment \(1\).pdf](#)
Interferenties:

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 7 d	131-144 mmol/L	131-144 mmol/L
7 d-31 d	132-142 mmol/L	132-142 mmol/L
31 d-6 md	132-140 mmol/L	132-140 mmol/L
6 md-1 j	131-140 mmol/L	131-140 mmol/L
1 j-18 j	132-141 mmol/L	132-141 mmol/L
> 18 j	136-145 mmol/L	136-145 mmol/L

Facturatie

Nomenclatuur: 541354 - 541365 B 60 Doserer van natrium #(Maximum 1)
(Cumulregel [335](#), [336](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

05-06-2025

Nena Christensen