

APTT

Analyse

Naam analyse:	APTT
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Elektromechanische stollingsdetectie (Stago STA-R Max3/STA Compact Max2)
LOINC-code:	3173-2
MEDIDOC-code:	58161A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Ja
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	4u (20-25°C)

Afname

Matrix:	Citraatplasma
Recipiënt:	Citraattube
Minimum hoeveelheid staal:	50 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	sec
----------	-----

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 d	34.3-44.8 sec	34.3-44.8 sec
1 d-30 d	29.5-42.2 sec	29.5-42.2 sec
30 d-1 j	35.1-46.3 sec	35.1-46.3 sec
1 j-5 j	33.6-43.8 sec	33.6-43.8 sec
5 j-10 j	31.8-43.7 sec	31.8-43.7 sec
10 j-16 j	33.9-46.1 sec	33.9-46.1 sec
> 16 j	28.9-38.1 sec	28.9-38.1 sec

Facturatie

Nomenclatuur: 554676 - 554680 B 100 Geactiveerde gedeeltelijke
thromboplastinetijd #(Maximum 1)(Cumulregel [107](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

18-12-2024

Nena Christensen