

## Aspergillus antigeen in serum

### Analyse

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam analyse:            | Aspergillus antigeen in serum                                                         |
| Synoniemen:              | Galactomannan                                                                         |
| Uitvoerend laboratorium: | AZ Klina                                                                              |
| Analysemethode:          | Sandwich immuunchromatografische test (BioTrading sōna Aspergillus Galactomannan LFA) |
| MEDIDOC-code:            | 63250A.A                                                                              |

### Aanvraag

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Uitvoering in urgentie:       | Neen            |
| Bijaanvraag mogelijk:         | Neen            |
| Stabiliteit tijdens bewaring: | 2 weken (-20°C) |

### Afname

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Matrix:                    | Serum     |
| Recipiënt:                 | Serumtube |
| Minimum hoeveelheid staal: | 300 µL    |

### Uitvoering

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Uitvoeringsfrequentie: | Dagelijks (niet op weekend- of feestdagen) |
|------------------------|--------------------------------------------|

### Interpretatie

|          |       |
|----------|-------|
| Eenheid: | index |
|----------|-------|

Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen     | Vrouwen    |
|----------|------------|------------|
|          | 0.50 index | 0.50 index |

| Facturatie    |                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatuur: | 552031 - 552042 B 700 Opsporen van Aspergillus antigenen<br>#(Maximum 1) (Diagnosereg <sup>el</sup> <a href="#">102</a> )<br>Bron: RIZIV website op 01/08/2025 |

| Laatst gewijzigd op |                  |
|---------------------|------------------|
| 05-06-2025          | Nena Christensen |