

PCR Bordetella pertussis op nasofaryngeaal aspiiraat

Analyse

Naam analyse:	PCR Bordetella pertussis op nasofaryngeaal aspiiraat
Synoniemen:	PCR kinkhoest
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	LAMP (Meridian Bioscience Illumipro-10)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Nasofaryngeaal aspiiraat
Recipiënt:	Steriel recipiënt
Minimum hoeveelheid staal:	50 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	2x/week
------------------------	---------

Facturatie buiten nomenclatuur

Prijs (euro):	64.34
---------------	-------

Laatst gewijzigd op

18-07-2024

Veerle Van Steen

