

Anti-Xa (edoxaban)

Analyse

Naam analyse:	Anti-Xa (edoxaban)
Synoniemen:	Lixiana®
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Gent Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent 09/332.21.11
Analysemethode:	Chromogeen – Kinetic OD/min (Stago STA-R)
LOINC-code:	95128-5

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	4u (20-25°C)

Afname

Matrix:	Citraatplasma
Recipiënt:	Citraattube
Minimum hoeveelheid staal:	500 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	ng/mL
----------	-------

Facturatie

Nomenclatuur: 553313 - 553324 B 1000 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia
#(Maximum 1) (Diagnoseregel [107](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

29-04-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.