

Albumine in serum

Analyse

Naam analyse: Albumine in serum
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Colorimetrie (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 61151-7
MEDIDOC-code: 57113A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 5 maanden (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: g/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 4 d	28.00-44.00 g/L	28.00-44.00 g/L
4 d-14 j	38.00-54.00 g/L	38.00-54.00 g/L
14 j-18 j	32.00-45.00 g/L	32.00-45.00 g/L
> 18 j	35.00-52.00 g/L	35.00-52.00 g/L

Facturatie

Nomenclatuur: 540131 - 540142 B 50 Dosereren van albumine #(Maximum 1)
(Cumulregel [11](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

09-05-2025

Nena Christensen