

Amfetamines/metamfetamines screening in urine

Analyse

Naam analyse: Amfetamines/metamfetamines screening in urine
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: KIMS (Roche Cobas Pro)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 5 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Urine
Recipiënt: Recipiënt

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

Facturatie

Nomenclatuur:

547794 - 547805 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische test. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 5)(Cumulregel [73](#))(diagnoseregul [49](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.