

Screening APC resistentie

Analyse

Naam analyse:	Screening APC resistentie
Synoniemen:	Geactiveerd proteïne C
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Elektromechanische stollingsdetectie (Stago STA-R Max3/STA Compact Max2)
LOINC-code:	13590-5

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	4u (20-25°C)

Afname

Matrix:	Citraatplasma
Recipiënt:	Citraattube
Minimum hoeveelheid staal:	250 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks (niet op weekend- of feestdagen)
------------------------	--

Interpretatie

Eenheid:	ratio
----------	-------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	>2.9 ratio	>2.9 ratio

Facturatie	
Nomenclatuur:	554691 - 554702 B 400 Opzoeken van geactiveerd proteïne C resistentie #(Maximum 1)(Diagnoseregul 20) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op	
21-05-2025	Nena Christensen