

Amikacine piekspiegel

Analyse

Naam analyse:	Amikacine piekspiegel
Synoniemen:	Amukin®
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	KIMS (Roche Cobas Pro)
LOINC-code:	3319-1
MEDIDOC-code:	63035K.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	2 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	mg/L
----------	------

Facturatie

Nomenclatuur: 548715 - 548726 B 350 Dosereren van een antibioticum
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.