

ASLO

Analyse

Naam analyse:	ASLO
Synoniemen:	Streptolysine O antilichamen
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Immunoturbidimetrie (Roche Cobas Pro)
LOINC-code:	5370-2
MEDIDOC-code:	58413A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	8 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	IU/mL
----------	-------

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 16 j	150 IU/mL	150 IU/mL
> 16 j	200 IU/mL	200 IU/mL

Facturatie

Nomenclatuur: 551073 - 551084 B 80 Opsporen van antilichamen van antistreptolysines #(Maximum 1) (Cumulregel [325](#)) (Diagnoseregul [94](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen