

CA 15.3

Analyse

Naam analyse: CA 15.3
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
 LOINC-code: 83083-6
 MEDIDOC-code: 44379B.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 5 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: kU/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

35.0 kU/L

35.0 kU/L

Facturatie

Nomenclatuur: 548310 - 548321 B 700 Dosereren van CA 15.3 met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [201](#), [315](#)) (Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.