

AMH

Analyse

Naam analyse: AMH
 Synoniemen: Anti-Mülleriaans hormoon, MIH
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
 LOINC-code: 83104-0

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 5 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

19 j-24 j	1.220-11.700 µg/L
24 j-29 j	0.890-9.850 µg/L
29 j-34 j	0.576-8.130 µg/L
34 j-39 j	0.147-7.490 µg/L
39 j-44 j	0.027-5.470 µg/L
44 j-50 j	0.010-2.710 µg/L
> 50 j	0.770-14.500 µg/L

Facturatie buiten nomenclatuur

Prijs (euro): 25.20

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen