

ANCA

Analyse

Naam analyse:	ANCA
Synoniemen:	Anti neutrofielen cytoplasmatische antilichamen, Anti-myeloperoxidase (MPO), Anti-proteïnase 3 (PR3)
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Indirecte immunofluorescentie (Werfen QL-3000/NOVA view)
MEDIDOC-code:	63002X.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	1 week (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube
Minimum hoeveelheid staal:	50 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	2x/week
------------------------	---------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

Facturatie

Nomenclatuur: 556371 - 556382 B 300 Opzoeken van anti-neutrofielen-cytoplasma antilichamen #(Maximum 1) (Cumulregel [353](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.