

Aspergillus antigeen in BAL-vocht

Analyse

Naam analyse:	Aspergillus antigeen in BAL-vocht
Synoniemen:	Galactomannan
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Sandwich immuunchromatografische test (BioTrading s?na Aspergillus Galactomannan LFA)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	2 weken (-20°C)

Afname

Matrix:	BAL-vocht
Recipiënt:	Steriel recipiënt
Minimum hoeveelheid staal:	300 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks (niet op weekend- of feestdagen)
------------------------	--

Interpretatie

Eenheid:	index
----------	-------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.50 index	0.50 index

Facturatie	
Nomenclatuur:	552053 - 552064 B 700 Opsporen van Aspergillus antigenen in broncho-alveolair lavagevocht (BAL) #(Maximum 1) (Diagnosereg ^{el} 103) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op	
27-05-2024	Veerle Van Steen