

Anti-Xa (LMWH)

Analyse

Naam analyse:	Anti-Xa (LMWH)
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 03/821.36.42
Analysemethode:	Anti-Xa assay (Sysmex CN-6000)
LOINC-code:	3271-4

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Ja
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	4u (20-25°C)

Afname

Matrix:	Citraatplasma
Recipiënt:	Citraattube
Minimum hoeveelheid staal:	1 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	IU/mL
----------	-------

Facturatie

Nomenclatuur: 553313 - 553324 B 1000 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia
#(Maximum 1) (Diagnoseregel [107](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

07-05-2025

Nicolas Vrydags

Copyright © 2025 All rights reserved.