

Amylase in urine

Analyse

Naam analyse: Amylase in urine
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Colorimetrie (Roche Cobas Pro)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 10 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Urine
Recipiënt: Steriel recipiënt

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: U/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	16-491 U/L	21-447 U/L

Facturatie

Nomenclatuur: 543152 - 543163 B 125 Doseren van de amylasen #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.