

D-dimeren

Analyse

Naam analyse: D-dimeren
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Immunoturbidimetrie (Stago STA-R Max3/STA Compact Max2)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
Bijaanvraag mogelijk: Neen
Stabiliteit tijdens bewaring: 8u (20-25°C)

Afname

Matrix: Citraatplasma
Recipiënt: Citraattube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: µg/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.50 µg/mL

0.50 µg/mL

Facturatie

Nomenclatuur: 554455 - 554466 B 400 Dosereren van D-Dimeren #(Maximum 1)
(Cumulregel [106](#)) (Diagnoseregul [83](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.