

Fibrinogeen

Analyse

Naam analyse: Fibrinogeen
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: Stollingsmethode Clauss (Stago STA-R Max3/STA Compact Max2)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Neen
 Stabiliteit tijdens bewaring: 8u (20-25°C)

Afname

Matrix: Citraatplasma
 Recipiënt: Citraattube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: g/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 d	1.92-3.74 g/L	1.92-3.74 g/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 d-30 d	2.83-4.01 g/L	2.83-4.01 g/L
30 d-1 j	0.82-3.83 g/L	0.82-3.83 g/L
1 j-5 j	1.62-4.01 g/L	1.62-4.01 g/L
5 j-10 j	1.99-4.09 g/L	1.99-4.09 g/L
10 j-16 j	2.12-4.33 g/L	2.12-4.33 g/L
> 16 j	2.00-4.00 g/L	2.00-4.00 g/L

Facturatie

Nomenclatuur: 554610 - 554621 B 80 Dosereren van fibrinogeen #(Maximum 1)
 (Cumulregel [101](#)) (Diagnoseregul [95](#))
 Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023