

DHEA-sulfaat

Analyse

Naam analyse: DHEA-sulfaat
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 14688-6
MEDIDOC-code: 44913A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipient: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: $\mu\text{mol/L}$

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 1 wk	2.93-16.50 µmol/L	2.93-16.50 µmol/L
1 wk-4 wk	0.86-11.70 µmol/L	0.86-11.70 µmol/L
4 wk-12 md	0.09-3.35 µmol/L	0.09-3.35 µmol/L
12 md-4 j	0.01-0.53 µmol/L	0.01-0.53 µmol/L
4 j-9 j	0.08-2.31 µmol/L	0.08-2.31 µmol/L
9 j-14 j	0.66-6.70 µmol/L	0.92-7.60 µmol/L
14 j-19 j	1.91-13.40 µmol/L	1.77-9.99 µmol/L
19 j-24 j	5.73-13.40 µmol/L	4.02-11.00 µmol/L
24 j-34 j	4.34-12.20 µmol/L	2.68-9.23 µmol/L
34 j-44 j	2.41-11.60 µmol/L	1.65-9.15 µmol/L
44 j-54 j	1.20-8.98 µmol/L	0.96-6.95 µmol/L
54 j-64 j	1.40-8.01 µmol/L	0.51-5.56 µmol/L
64 j-74 j	0.91-6.76 µmol/L	0.26-6.68 µmol/L
> 74 j	0.44-3.34 µmol/L	0.33-4.18 µmol/L

Facturatie

Nomenclatuur: 559473 - 559484 B 400 Doseran van dehydro-epiandrosteron sulfaat (DHEA-S) #(Maximum 1)(Cumulregel [209](#), [210](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023