

Ijzer

Analyse

Naam analyse: Ijzer
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Colorimetrie (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 2501-5
MEDIDOC-code: 57163A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 3 weken (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipient: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: µg/dL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

33-193 µg/dL

33-193 µg/dL

Facturatie

Nomenclatuur: 540551 - 540562 B 100 Doseran van ijzer #(Maximum 1)
(Cumulregel [15](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023

Copyright © 2025 All rights reserved.