

Ferritine

Analyse

Naam analyse: Ferritine
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 20567-4
MEDIDOC-code: 44311A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 1 j	12-327 µg/L	12-327 µg/L
1 j-3 j	6-67 µg/L	6-67 µg/L
3 j-6 j	4-67 µg/L	4-67 µg/L
6 j-12 j	14-124 µg/L	7-84 µg/L
12 j-17 j	14-152 µg/L	13-68 µg/L
> 17 j	30-400 µg/L	13-150 µg/L

Facturatie

Nomenclatuur: 541472 - 541483 B 250 Doseren van ferritine met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [305](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen