

Foliumzuur

Analyse

Naam analyse: Foliumzuur
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
 MEDIDOC-code: 44303A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 48u (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 125 j	>4.6 µg/L	>4.6 µg/L

Facturatie

Nomenclatuur: 541435 - 541446 B 250 Dosereren van foliumzuur in het serum met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [303](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

18-08-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.