

Gentamycine piek

Analyse

Naam analyse: Gentamycine piek
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: KIMS (Roche Cobas Pro)
MEDIDOC-code: 63035D.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: mg/L

Facturatie

Nomenclatuur: 548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregul [46](#))

Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

31-01-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.