

Glucose

Analyse

Naam analyse: Glucose
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Enzymatisch (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 53049-3
MEDIDOC-code: 02300A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 3 dagen (20-25°C)

Afname

Matrix: Fluorideplasma
Receptiënt: Fluoridetube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: mg/dL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 1 d	40-60 mg/dL	40-60 mg/dL
1 d-30 d	50-80 mg/dL	50-80 mg/dL
30 d-18 j	60-100 mg/dL	60-100 mg/dL
18 j-60 j	74-106 mg/dL	74-106 mg/dL
60 j-90 j	82-115 mg/dL	82-115 mg/dL
> 90 j	75-121 mg/dL	75-121 mg/dL

Facturatie

Nomenclatuur: 125053 - 125064 B 50 Doseren van glucose #(Maximum 1)
(Cumulregel [3](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen