

Calcium totaal in serum

Analyse

Naam analyse: Calcium totaal in serum
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Spectrofotometrie (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 2000-8
MEDIDOC-code: 57121A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens
bewaring: 3 weken (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Receptiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: mmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 10 d	1.90-2.60 mmol/L	1.90-2.60 mmol/L
10 d-2 j	2.25-2.75 mmol/L	2.25-2.75 mmol/L
2 j-12 j	2.20-2.70 mmol/L	2.20-2.70 mmol/L
12 j-18 j	2.10-2.55 mmol/L	2.10-2.55 mmol/L
18 j-60 j	2.15-2.50 mmol/L	2.15-2.50 mmol/L
60 j-90 j	2.20-2.55 mmol/L	2.20-2.55 mmol/L
> 90 j	2.05-2.40 mmol/L	2.05-2.40 mmol/L

Facturatie

Nomenclatuur: 540190 - 540201 B 60 Doserende van calcium # (Maximum 1)
(Cumulregel [12](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

16-05-2025

Nena Christensen