

Directe antiglobuline test

Analyse

Naam analyse:	Directe antiglobuline test
Synoniemen:	Directe Coombs
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Kolomagglutinatatie (BIO-RAD IH-500)
MEDIDOC-code:	58233_.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	EDTA-volbloed
Recipiënt:	EDTA-tube IH

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

Facturatie

Nomenclatuur: 555214 - 555225 B 150 Opzoeken van anti-erythrocyten
antilichamen met een directe antiglobuline test met polyvalent
antiglobuline serum #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

05-05-2025

Nicolas Vrydags

Copyright © 2025 All rights reserved.