

CA 19.9

Analyse

Naam analyse: CA 19.9
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 83084-4
MEDIDOC-code: 44379A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: kU/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

39.0 kU/L

39.0 kU/L

Facturatie

Nomenclatuur: 548354 - 548365 B 700 Dosereren van carbohydate antigen 19-9 (CA 19-9) #(Maximum 1)(Cumulregel [201](#))(Diagnoseregul [46](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023

Copyright © 2025 All rights reserved.