

EBV EBNA IgG

Analyse

Naam analyse: EBV EBNA IgG
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: CLIA (DiaSorin Liaison XL)
 LOINC-code: 30083-0
 MEDIDOC-code: 63031E.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks (niet op weekend- of feestdagen)

Interpretatie

Eenheid: U/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

5 U/mL

5 U/mL

Facturatie

Nomenclatuur: 551530 - 551541 B 250 Opsporen van IgG antilichamen tegen Epstein-Barr virus #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

11-09-2023

Veerle Van Steen

Copyright © 2025 All rights reserved.