

Factor XI

Analyse

Naam analyse:	Factor XI
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 03/821.36.42
Analysemethode:	Optische stollingsdetectie (Sysmex CN-6000)
LOINC-code:	3226-8
MEDIDOC-code:	58129A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	4u (20-25°C)

Afname

Matrix:	Citraatplasma
Recipiënt:	Citraattube
Minimum hoeveelheid staal:	1 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	%
----------	---

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 7 md	57-105 %	57-105 %
7 md-12 md	64-129 %	64-129 %
12 md-6 j	74-134 %	74-134 %
6 j-11 j	78-131 %	78-131 %
11 j-19 j	78-122 %	78-122 %
> 19 j	70-120 %	70-120 %

Facturatie

Nomenclatuur: 554330 - 554341 B 350 Doseran van factor XI #(Maximum 1)
 (Diagnoseregel [19](#))
 Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

20-03-2025

Leen Hermans