

Factor VIII

Analyse

Naam analyse:	Factor VIII
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 03/821.36.42
Analysemethode:	Optische stollingsdetectie (Sysmex CN-6000)
LOINC-code:	3209-4
MEDIDOC-code:	58121A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Ja
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	4u (20-25°C)

Afname

Matrix:	Citraatplasma
Recipiënt:	Citraattube
Minimum hoeveelheid staal:	1 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	%
----------	---

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 md-7 md	67.0-141.0 %	67.0-141.0 %
7 md-12 md	70.0-213.0 %	70.0-213.0 %
12 md-6 j	83.0-170.0 %	83.0-170.0 %
6 j-11 j	75.0-163.0 %	75.0-163.0 %
11 j-19 j	80.0-166.0 %	80.0-166.0 %
> 19 j	70.0-150.0 %	70.0-150.0 %

Facturatie

Nomenclatuur: 554256 - 554260 B 300 Dosereren van factor VIII (coagulans)
 #(Maximum 1) (Cumulregel [351](#))
 Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

20-03-2025

Leen Hermans