

Factor IX

Analyse

Naam analyse:	Factor IX
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 03/821.36.42
Analysemethode:	Optische stollingsdetectie (Sysmex CN-6000)
LOINC-code:	3187-2
MEDIDOC-code:	58127A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Ja
Bijaanvraag mogelijk:	Neen
Stabiliteit tijdens bewaring:	4u (20-25°C)

Afname

Matrix:	Citraatplasma
Recipiënt:	Citraattube
Minimum hoeveelheid staal:	1 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	%
----------	---

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 md-7 md	44-78 %	44-78 %
7 md-12 md	46-114 %	46-114 %
12 md-6 j	63-97 %	63-97 %
6 j-11 j	60-108 %	60-108 %
11 j-19 j	72-116 %	72-116 %
> 19 j	70-120 %	70-120 %

Facturatie	
Nomenclatuur:	554315 - 554326 B 350 Dosereren van factor IX #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op	
20-03-2025	Leen Hermans