

Sferocytose screening (EMA)

Analyse

Naam analyse:	Sferocytose screening (EMA)
Synoniemen:	Congenitale sferocytose, Eosin-5-maleimide bindingstest
Uitvoerend laboratorium:	Klinische Biologie UZ Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 03/821.36.42
Analysemethode:	Flowcytometrie (Beckman-Coulter Navios)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Neen

Afname

Matrix:	EDTA-volbloed
Recipiënt:	EDTA-tube
Minimum hoeveelheid staal:	3 mL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
------------------------	---------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.90-1.10	0.90-1.10

Facturatie

Nomenclatuur: 545112 - 545123 B 1000 Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test (EMA) #(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [135](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

30-04-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.