

Galzuren

Analyse

Naam analyse: Galzuren
Uitvoerend laboratorium: Algemeen Medisch Laboratorium
Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen
03/303.08.00
Analysemethode: Enzymatisch (Roche Cobas c702)
LOINC-code: 14628-2

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens
bewaring: 7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube
Minimum hoeveelheid
staal: 750 µL

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: µmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	6 µmol/L	6 µmol/L

Facturatie buiten nomenclatuur	
Prijs (euro):	9.24

Laatst gewijzigd op
10-10-2023