

Digoxine

Analyse

Naam analyse:	Digoxine
Synoniemen:	Lanoxin®
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	ECLIA (Roche Cobas Pro)

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipiënt:	Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	µg/L
----------	------

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.6-1.2 µg/L	0.6-1.2 µg/L

Facturatie

Nomenclatuur: 548192 - 548203 B 350 Doseran van een of meer
cardiotonische heterosiden #(Maximum 1)(Cumulregel [223](#), [227](#)
) (Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

01-02-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.