

Hemoglobine

Analyse

Naam analyse: Hemoglobine
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Spectrofotometrie (Sysmex XN3000)
LOINC-code: 718-7
MEDIDOC-code: 13705A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 72u (2-8°C)

Afname

Matrix: EDTA-volbloed
Recipiënt: EDTA-tube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: g/dL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 1 d	13.5-19.5 g/dL	13.5-19.5 g/dL
1 d-3 d	14.5-22.5 g/dL	14.5-22.5 g/dL
3 d-7 d	13.5-21.5 g/dL	13.5-21.5 g/dL
7 d-14 d	12.5-20.5 g/dL	12.5-20.5 g/dL
14 d-1 md	10.0-18.0 g/dL	10.0-18.0 g/dL
1 md-2 md	9.0-14.0 g/dL	9.0-14.0 g/dL
2 md-5 md	9.5-13.5 g/dL	9.5-13.5 g/dL
5 md-1 j	10.5-13.5 g/dL	10.5-13.5 g/dL
1 j-5 j	11.5-13.5 g/dL	11.5-13.5 g/dL
5 j-11 j	11.5-15.5 g/dL	11.5-15.5 g/dL
11 j-12 j	12.1-14.7 g/dL	12.1-14.7 g/dL
12 j-14 j	12.4-15.6 g/dL	12.1-14.6 g/dL
14 j-17 j	13.2-16.6 g/dL	11.8-15.1 g/dL
> 17 j	13.5-16.9 g/dL	11.9-14.6 g/dL

Facturatie

Nomenclatuur: 127013 - 127024 B 40 Doseran van hemoglobine door elektrofotometrische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-01-2025

Veerle Van Steen