

Hepatitis B virus surface antilichamen

Analyse

Naam analyse: Hepatitis B virus surface antilichamen
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 5193-8
MEDIDOC-code: 58459A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipient: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: IU/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

10 IU/L

10 IU/L

Facturatie

Nomenclatuur: 551434 - 551445 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBs antilichamen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [232](#), [328](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023

Copyright © 2025 All rights reserved.