

Haptoglobine

Analyse

Naam analyse: Haptoglobine
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: Immunturbidimetrie (Roche Cobas Pro)
 LOINC-code: 4542-7
 MEDIDOC-code: 57217K.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 8 maanden (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: g/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.30-2.00 g/L

0.30-2.00 g/L

Facturatie

Nomenclatuur: 541096 - 541100 B 125 Doseran van haptoglobine met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel [35](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023

Copyright © 2025 All rights reserved.