

IgA

Analyse

Naam analyse: IgA
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Immunoturbidimetrie (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 2458-8
MEDIDOC-code: 57217B.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 8 maanden (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: g/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 1 j	0.00-0.14 g/L	0.00-0.14 g/L
1 j-3 j	0.00-0.80 g/L	0.00-0.80 g/L
3 j-6 j	0.11-1.42 g/L	0.11-1.42 g/L
6 j-14 j	0.34-2.20 g/L	0.34-2.20 g/L
14 j-19 j	0.40-2.93 g/L	0.40-2.93 g/L
> 19 j	0.70-4.00 g/L	0.70-4.00 g/L

Facturatie		
Nomenclatuur:	541236 - 541240 B 125 Doseren van IgA met een immunologische methode #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/08/2025	

Laatst gewijzigd op		
10-01-2025		Nena Christensen