

IgG

Analyse

Naam analyse: IgG
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: Immunoturbidimetrie (Roche Cobas Pro)
 LOINC-code: 2465-3
 MEDIDOC-code: 57217A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 8 maanden (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: g/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 14 d	3.20-12.10 g/L	3.20-12.10 g/L
14 d-1 j	1.48-6.31 g/L	1.48-6.31 g/L
1 j-4 j	3.17-9.94 g/L	3.17-9.94 g/L
4 j-10 j	5.01-11.70 g/L	5.01-11.70 g/L
10 j-19 j	5.95-13.10 g/L	5.95-13.10 g/L
> 19 j	7.00-16.00 g/L	7.00-16.00 g/L

Facturatie

Nomenclatuur: 541214 - 541225 B 125 Doseren van IgG met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

05-02-2025

Nena Christensen