

Kalium

Analyse

Naam analyse: Kalium
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: Ion selectieve elektrode (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 2823-3
MEDIDOC-code: 57213A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Ja
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens
bewaring: 14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipient: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: mmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 1 wk	3.20-5.70 mmol/L	3.20-5.70 mmol/L
1 wk-1 md	3.40-6.20 mmol/L	3.40-6.20 mmol/L
1 md-6 md	3.50-5.80 mmol/L	3.50-5.80 mmol/L
6 md-1 j	3.50-6.30 mmol/L	3.50-6.30 mmol/L
1 j-18 j	3.30-4.70 mmol/L	3.30-4.70 mmol/L
> 18 j	3.50-5.10 mmol/L	3.50-5.10 mmol/L

Facturatie

Nomenclatuur: 540934 - 540945 B 60 Doseren van kalium #(Maximum 1)
(Cumulregel [335](#), [336](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

03-12-2024

Leen Hermans