

Hepatitis B virus e antigeen

Analyse

Naam analyse: Hepatitis B virus e antigeen
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: CLIA (DiaSorin Liaison XL)
LOINC-code: 5191-2
MEDIDOC-code: 58457A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: 1x/week

Interpretatie

Eenheid: PEI U/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.09 PEI U/mL

0.09 PEI U/mL

Facturatie

Nomenclatuur: 551412 - 551423 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBe antigeen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [231](#), [328](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023

Copyright © 2025 All rights reserved.