

IgG2

Analyse

Naam analyse: IgG2
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: Turbidimetrie (Binding Site Optilite)
 LOINC-code: 2467-9
 MEDIDOC-code: 57217A2B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 8 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: 2x/week

Interpretatie

Eenheid: g/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 2 j	0.22-3.00 g/L	0.22-3.00 g/L
2 j-4 j	0.36-2.25 g/L	0.36-2.25 g/L
4 j-6 j	0.60-3.45 g/L	0.60-3.45 g/L
6 j-8 j	0.44-3.75 g/L	0.44-3.75 g/L
8 j-10 j	0.72-4.30 g/L	0.72-4.30 g/L
10 j-12 j	0.76-3.55 g/L	0.76-3.55 g/L
12 j-14 j	1.00-4.55 g/L	1.00-4.55 g/L
14 j-18 j	0.64-4.95 g/L	0.64-4.95 g/L
> 18 j	2.40-7.00 g/L	2.40-7.00 g/L

Facturatie

Nomenclatuur: 541273 - 541284 B 400 Doseren van IgG2 met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023