

IgG3

Analyse

Naam analyse: IgG3
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: Turbidimetrie (Binding Site Optilite)
 LOINC-code: 2468-7
 MEDIDOC-code: 57217A3B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 8 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: 2x/week

Interpretatie

Eenheid: g/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 2 j	0.18-0.85 g/L	0.18-0.85 g/L
2 j-4 j	0.17-0.68 g/L	0.17-0.68 g/L
4 j-6 j	0.10-1.22 g/L	0.10-1.22 g/L
6 j-8 j	0.15-0.85 g/L	0.15-0.85 g/L
8 j-10 j	0.12-0.85 g/L	0.12-0.85 g/L
10 j-12 j	0.17-1.73 g/L	0.17-1.73 g/L
12 j-14 j	0.28-1.25 g/L	0.28-1.25 g/L
14 j-18 j	0.23-1.96 g/L	0.23-1.96 g/L
> 18 j	0.22-1.76 g/L	0.22-1.76 g/L

Facturatie

Nomenclatuur: 541295 - 541306 B 400 Doseren van IgG3 met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023