

IgE

Analyse

Naam analyse:	IgE
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	ImmunoCAP (Thermo Scientific Phadia 250)
LOINC-code:	19113-0
MEDIDOC-code:	44511A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipient:	Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	3x/week
------------------------	---------

Interpretatie

Eenheid:	kU/L
----------	------

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 6 wk	2 kU/L	2 kU/L
6 wk-3 md	4 kU/L	4 kU/L
3 md-6 md	7 kU/L	7 kU/L
6 md-9 md	10 kU/L	10 kU/L
9 md-12 md	13 kU/L	13 kU/L
12 md-2 j	23 kU/L	23 kU/L
2 j-3 j	32 kU/L	32 kU/L
3 j-4 j	40 kU/L	40 kU/L
4 j-5 j	48 kU/L	48 kU/L
5 j-6 j	56 kU/L	56 kU/L
6 j-7 j	63 kU/L	63 kU/L
7 j-8 j	71 kU/L	71 kU/L
8 j-9 j	78 kU/L	78 kU/L
9 j-10 j	85 kU/L	85 kU/L
> 10 j	114 kU/L	114 kU/L

Facturatie

Nomenclatuur: 556253 - 556264 B 250 Doseran van IgE totaal #(Maximum 1)(Cumulregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023