

Kalium in urine

Analyse

Naam analyse:	Kalium in urine
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Ion selectieve elektrode (Roche Cobas Pro)
LOINC-code:	2828-2
MEDIDOC-code:	57427A.U

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Urine
Recipient:	Recipient

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	mmol/L
----------	--------

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

20-80 mmol/L

20-80 mmol/L

Facturatie

Nomenclatuur: 543675 - 543686 B 60 Doseran van kalium #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

29-01-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.