

Kalium in urinecollectie

Analyse

Naam analyse:	Kalium in urinecollectie
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Ion selectieve elektrode (Roche Cobas Pro)
LOINC-code:	21476-7
MEDIDOC-code:	57427B.U

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Neen
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	14 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Urinecollectie (neutraal)
Receptiënt:	Urinecollectie (neutraal)

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	mmol/L
----------	--------

Facturatie

Nomenclatuur:

543675 - 543686 B 60 Doseren van kalium #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

08-08-2023

Copyright © 2025 All rights reserved.