

Magnesium in serum

Analyse

Naam analyse:	Magnesium in serum
Uitvoerend laboratorium:	AZ Klina
Analysemethode:	Colorimetrie (Roche Cobas Pro)
LOINC-code:	2601-3
MEDIDOC-code:	57193A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:	Ja
Bijaanvraag mogelijk:	Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:	7 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix:	Serum
Recipient:	Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
------------------------	-----------

Interpretatie

Eenheid:	mmol/L
----------	--------

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 5 md	0.62-0.91 mmol/L	0.62-0.91 mmol/L
5 md-6 j	0.70-0.95 mmol/L	0.70-0.95 mmol/L
6 j-12 j	0.70-0.86 mmol/L	0.70-0.86 mmol/L
12 j-20 j	0.70-0.91 mmol/L	0.70-0.91 mmol/L
20 j-60 j	0.66-1.07 mmol/L	0.66-1.07 mmol/L
60 j-90 j	0.66-0.99 mmol/L	0.66-0.99 mmol/L
> 90 j	0.70-0.95 mmol/L	0.70-0.95 mmol/L

Facturatie

Nomenclatuur: 540794 - 540805 B 60 Doseran van magnesium #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen