

NT-pro-BNP

Analyse

Naam analyse: NT-pro-BNP
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 83107-3

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 6 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: pg/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 j-4 j	320 pg/mL	320 pg/mL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
4 j-7 j	190 pg/mL	190 pg/mL
7 j-10 j	145 pg/mL	145 pg/mL
10 j-11 j	112 pg/mL	112 pg/mL
11 j-12 j	317 pg/mL	317 pg/mL
12 j-13 j	186 pg/mL	186 pg/mL
13 j-14 j	370 pg/mL	370 pg/mL
14 j-15 j	363 pg/mL	363 pg/mL
15 j-16 j	217 pg/mL	217 pg/mL
16 j-17 j	206 pg/mL	206 pg/mL
17 j-18 j	135 pg/mL	135 pg/mL
18 j-19 j	115 pg/mL	115 pg/mL
19 j-45 j	115 pg/mL	237 pg/mL
45 j-55 j	173 pg/mL	284 pg/mL
55 j-65 j	386 pg/mL	352 pg/mL
65 j-75 j	879 pg/mL	623 pg/mL
> 75 j	344 pg/mL	389 pg/mL

Facturatie buiten nomenclatuur

Prijs (euro): 33.70

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen