

Osmolaliteit in serum

Analyse

Naam analyse: Osmolaliteit in serum
 Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
 Analysemethode: Vriespuntsverlaging (Gonotec Osmomat 3000D)
 LOINC-code: 2692-2
 MEDIDOC-code: 57201A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
 Bijaanvraag mogelijk: Ja
 Stabiliteit tijdens bewaring: 1 dag (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
 Recipiënt: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: mOsmol/kg

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

? 60 j	275-295 mOsmol/kg	275-295 mOsmol/kg
> 60 j	280-301 mOsmol/kg	280-301 mOsmol/kg

Facturatie

Nomenclatuur:	540853 - 540864 B 125 Bepalen van de osmolaliteit # (Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/08/2025
---------------	--

Laatst gewijzigd op

07-05-2025	Nena Christensen
------------	------------------