

CA 125

Analyse

Naam analyse: CA 125
Uitvoerend laboratorium: AZ Klina
Analysemethode: ECLIA (Roche Cobas Pro)
LOINC-code: 83082-8
MEDIDOC-code: 44393A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie: Neen
Bijaanvraag mogelijk: Ja
Stabiliteit tijdens bewaring: 5 dagen (2-8°C)

Afname

Matrix: Serum
Recipient: Serumtube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Interpretatie

Eenheid: kU/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

35.0 kU/L

35.0 kU/L

Facturatie

Nomenclatuur: 548376 - 548380 B 700 Doseren van CA 125 met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [201](#), [319](#)) (Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

21-05-2025

Nena Christensen

Copyright © 2025 All rights reserved.